

# BF-4000

## 製品仕様

項目	内容
測定方式	微生物電極法バイオセンサ
表示範囲	0~999 mg/L
測定対象	水中の溶解性 BOD 成分
校正法	1 点校正
再現性	CV±5%以下 (Full Scale)
試料温度	10~50°C
試料粘度	Max. 1000 cp
外部入出力	プリンタ出力用インターフェース (RS-232C) オートサンプルチェンジャ用インターフェース (RS-232C) データ転送用インターフェース (RS-232C) BODs 値ホールド出力 (0~5V、分解能 12 ビット) MONITOR 端子 (-15V~+15V、5V / 電極出力 1μA) RS-485 インターフェース (オプション) 液面センサインターフェース×2 個 (オプション)
寸法	260mm(W)×320mm(D)×435mm(H) (ただし、背面コネクタ高を含まず)
重量	15.6kg
使用周囲条件	5~35°C、20~80%RH (ただし、結露なきこと)
定格電源	AC100V/240V・50/60Hz・300VA