

BF-96ASX

製品仕様

項目	内容
注入容量	標準 4 μ L バルブ又は 2 μ L バルブ (内臓固定ループ交換による) 0.2 μ L バルブ、10 μ バルブ L、10~100 μ L 外部ループ (オプション)
サンプル採取量	30 μ L~500 μ L (可変)
試料検体数	標準液用 7 個+96 検体
試料容器	マイクロプレート、ディープウェル、マイクロプレートと互換可能なチューブホルダ
注入間隔	最短 30 秒間隔から設定可能
計量バルブ耐圧	20kgf/cm ²
洗浄方式	ニードル内部：試料吐出後、洗浄液吐出 ニードル外部：洗浄液吐出によるオーバーフロー洗浄
シリンジ容量	2.5mL
サンプル冷却	15~25 $^{\circ}$ C (ただし、冷却能力は室温-10 $^{\circ}$ C以内)
定格電源	AC100V/240V・50/60Hz・300VA
寸法	300(W) \times 450(D) \times 470(H)mm
重量	20.8kg
周囲温湿度条件	15~35 $^{\circ}$ C、20~80%RH (ただし、結露なきこと)
希釈	なし
オプション	液面センサ標準装備