

1. BF-48AS仕様

項目	BF-48AS
注入容量	4 μ Lまたは2 μ L(内蔵固定ループ交換による)
サンプル採取量	30 μ L~500 μ L(可変)
試料検体数	48
希釈	無希釈又は2~100倍の希釈設定
希釈液	洗浄液による
注入間隔	最短15秒から設定可能
秤量バルブ耐圧	20kgf/cm ²
洗浄方式	ニードル内部: 試料吐出後、洗浄液吐出 ニードル外部: 洗浄液吐出によるオーバーフロー洗浄
シリンジ容量	2.5mL
ポンプ分解能	24,000ステップ
定格電源	AC100V・50/60Hz・3A
寸法	200(W)×420(D)×485(H)mm
重量	14.3kg
温湿度条件	15~35°C、20~80%RH 結露なきこと