

BF-9M

製品仕様

項目	内容
測定成分数	4 成分
恒温化機能	25°C/30°C/37°C選択(ペルチェ素子搭載)
検出方式	3 電極ポテンシオスタット検知方式
測定方法	固定化酵素電極・フローインジェクション方式
再現性	CV±2%以下
測定時間	60～180 秒
測定濃度範囲	各酵素電極による
校正法	多点最小二乗法(1 次、2 次指定)
データ変更・削除	本体メモリに蓄積されたデータの変更は不可 また、ロックNo.を設定することによりデータ削除を防止することが可能
定格電源	AC100/240 V・50/60Hz・300VA
外形寸法	250(W)×335(D)×510(H)mm
重量	17.8kg
温湿度条件	15～30°C、20～80%RH(ただし、結露なきこと)
その他付属品	緩衝液センサ、廃液センサ、ミニプリンタ、データ収集ソフト BFDC
オプション	BF-48AS、BF-96ASX、OLBIS、AS液面センサ